

质疑函

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址: 广西亿舟医疗科技有限公司

邮编: 530219

联系人: 韦静雯 联系电话: 18376089163

授权代表: 韦静雯

联系电话: 18376089163 邮箱号码: 849866911@qq.com

地址: 韦静雯 邮编: 530219

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: 高清电子支气管镜系统 (重)

质疑项目的编号: WZZC2025-J1-990285-GXZX

采购人名称: 梧州市工人医院

质疑事项:

☐ 采购文件 采购文件获取日期:

☐ 采购过程

☒ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: 技术要求: 一、医用内窥镜图像处理器, 9、具备 SDI、S-video、Y/C、DVI、HDMI 等视频输出接口; 珠海视新提供的 HP1315 主机不具备 S-video、Y/C、HDMI 接口, 因此不符合招标文件要求, 为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: BR-GP13 系列电子支气管内窥镜彩页第四页, 珠海视新官网截图, 网址:

<https://ch.seesheen.com/detail/endoscope-system/234.html> , 截图如下

HP-1315 图像处理器



15.6英寸
高清触控屏



图像标准
1920*1080 (全高清)



输出接口
USB*6, DVI*2, SDI*2




存储
16GB RAM, 512GB ROM



拓展内存
64GB U盘



光源寿命
≥45,000 h



15.6"

SEESHEEN





质疑事项 2: 技术要求: 二、冷光源, 1、具有独立的 LED 内窥镜冷光源, LED 灯数量 ≥ 3 ; 珠海视新提供的 HP-1315 的主机系统与冷光源采用集成一体设计, 因此不符合招标文件要求, 为虚假应标。


法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: BR-GP13 系列电子支气管内窥镜彩页第五页, 珠海视新官网截图, 网址: <https://ch.seesheen.com/detail/endoscope-system/234.html> , 截图如下



一体化多功能平台

便携式可折叠设计，智能集成光源、气泵、图像处理系统以及显示系统于一体，全面兼容软式内镜与硬镜摄像头的诊疗需求，为医生打造一站式诊疗平台



病历管理系统



专为内镜镜系统定制的嵌入式图文管理方案，可实现高效数字化采集与高清录制功能，配备有专家图库及多科案例模板，支持一键快速生成专业报告，有效助力医生进行精准诊断

WLNBI白光窄带成像



增强黏膜结构和血管的对比，有助于评估病变的性质和程度

同屏双显



- 支持双内镜连接输入，可在屏幕上同时显示双内镜图像
- 支持同一屏幕上显示白光状态图像和窄带状态图像
- 支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像





质疑事项 3: 技术要求: 三、医用监视器, 1、采用医用高清监测器, 监视器尺寸 ≥ 27 寸; 珠海视新提供的 HP-1315 的主机系统与显示屏采用集成一体设计, 显示屏为 15.6 英寸, 因此不符合招标文件要求, 为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: BR-GP13 系列电子支气管内窥镜彩页第四页和第七页, 珠海视新官网截图, 网址: <https://ch.seesheen.com/detail/endoscope-system/234.html> , 截图如下

HP-1315 图像处理器



15.6英寸
高清触控屏



图像标准
1920*1080 (全高清)



输出接口
USB*6、DVI*2、SDI*2



存储
16GB RAM, 512GB ROM



拓展内存
64GB U盘





光源寿命
≥ 45,000 h



▼ HP-1315图像处理器 ◊ BR-GP13 系列 ◊ TC-13台车

此显示屏为图文工作站，非内窥镜
系统显示屏





质疑事项 4: 技术要求：六、电子胸腔内窥镜，6、镜体弯曲角度：向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 180^\circ$ 。珠海视新提供的 TH-12 系列电子胸腔镜向下弯曲为 130° ，不符合招标文件要求，为虚假应标。

法律依据：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据：珠海视新官网截图，网址：<https://ch.seesheen.com/detail/endoscope-system/234.html>，截图如下

TH-E12系列

电子胸腔内窥镜



R120° L120°




左右旋转

精准操控
提升探查灵活性和精准度

*专利号: ZL201621392021.3

上180°



下130°

宽广弯曲角度

解决肋骨造成的活动范围受限问题
观察范围更加广泛

质疑事项 5: 技术要求: 七、便携式电子支气管镜(治疗镜), 6、弯曲角度: 向上: $\geq 180^\circ$, 向下: $\geq 130^\circ$ 。珠海视新提供的 BR-1259 电子支气管镜向上弯曲为 160° , 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: 珠海视新电子支气管镜使用说明书第 13 页, 截图如下



➤ 主机规格:

说明

- 参照电子内窥镜图像处理器的说明书, 如果发现设备不匹配等问题应立即与本公司联系。

➤ 产品各型号参数:

型号	BR-1231	BR-1239	BR-1242	BR-1249	BR-1252	BR-1259
头端部外径 (允差+5%, 下限不计)	3.2mm	4.0mm	4.3mm	4.9mm	5.4mm	6.1mm
主软管外径 (允差+10%, 下限不计)	3.1mm	3.9mm	4.2mm	4.8mm	5.2mm	5.9mm
最大插入 部外径	≤4.0mm	≤4.5mm	≤5.0mm	≤5.5mm	≤6.0mm	≤6.5mm
最小器械 通道内径	≥1.2mm	≥1.2mm	≥1.8mm	≥1.8mm	≥2.0mm	≥2.0mm
视场角 (允差±10%)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
视向角 (偏差±10°)	0°	0°	0°	0°	0°	0°
景深	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm
中心分辨率	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米
弯曲部弯曲角度 (允差-10%, 上限不计)	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°
插入管 左右旋转角度	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°
插入管有效长度 (允差±10%)	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

质疑事项 6: 技术要求: 七、便携式电子支气管镜（治疗镜），5、工作通道内径: $3.2\text{mm} \geq \phi \geq 3\text{mm}$ 。珠海视新提供的 BR-12 系列电子支气管镜最大工作通道为 2.8mm ，不符合招标文件要求，为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”


事实依据: 珠海视新官网截图，网址: <https://ch.seesheen.com/detail/endoscope-system/234.html>，截图如下

高清电子支气管内窥镜BR-12系列 x +

← ↻ 📄 <https://ch.seesheen.com/detail/video-endoscopes/196.html> 🔍 A ☆

产品参数

插入部外径	3.7mm	4.8mm	5.8mm
工作通道	1.7mm	2.0mm	2.8mm
上下弯曲角度	上210°/下130°	上180°/下130°	上180°/下130°
左右旋转	左120°/右120°	左120°/右120°	左120°/右120°
视野角	120°	120°	120°
景深	3-100mm	3-100mm	3-100mm



质疑事项 7: 技术要求: 八、便携式电子支气管镜 (检查镜), 4、插入部外径: $5.2\text{mm} \geq \Phi \geq 4.9\text{mm}$ 。珠海视新提供的 BR-1249 最大插入部外径为 5.5mm, 超出 5.2mm 上限, 且在满足工作通道孔径大小的情况下插入部越大越差, 支气管镜插入部越大进入到更细的支气管镜越难, 此项应为负偏离, 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: 珠海视新电子支气管镜使用说明书第 13 页, 截图如下

> 产品各型号参数:

型号	BR-1231	BR-1239	BR-1242	BR-1249	BR-1252	BR-1259
头端部外径 (允差+5%, 下限不计)	3.2mm	4.0mm	4.3mm	4.9mm	5.4mm	6.1mm
主软管外径 (允差+10%, 下限不计)	3.1mm	3.9mm	4.2mm	4.8mm	5.2mm	5.9mm
最大插入 部外径	≤4.0mm	≤4.5mm	≤5.0mm	≤5.5mm	≤6.0mm	≤6.5mm
最小器械 通道内径	≥1.2mm	≥1.2mm	≥1.8mm	≥1.8mm	≥2.0mm	≥2.0mm
视场角 (允差±10%)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
视向角 (偏差±10°)	0°	0°	0°	0°	0°	0°
景深	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm
中心分辨率	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米
弯曲部弯曲角度 (允差-10%, 上限不计)	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°
插入管 左右旋转角度	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°
插入管有效长度 (允差±10%)	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

质疑事项 8: 技术要求: 八、便携式电子支气管镜(检查镜), 5、工作通道内径: $2.6\text{mm} \geq \phi \geq 3\text{mm}$ 。珠海视新提供的 BR-1249 最小器械通道为 1.8mm , 低于 2.6mm 下限, 不在要求的 $2.6\text{mm} \geq \phi \geq 3\text{mm}$ 内, 支气管镜在同等外径下器械通道越大越好, 越大的器械通道可进入更多规格的器械, 此项应为负偏离, 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: 珠海视新电子支气管镜使用说明书第 13 页, 截图如下

> 主机规格:

说明

- 参照电子内窥镜图像处理器的说明书, 如果发现设备不匹配等问题应立即与本公司联系。

> 产品各型号参数:

型号	BR-1231	BR-1239	BR-1242	BR-1249	BR-1252	BR-1259
头端部外径 (允差+5%, 下限不计)	3.2mm	4.0mm	4.3mm	4.9mm	5.4mm	6.1mm
主软管外径 (允差+10%, 下限不计)	3.1mm	3.9mm	4.2mm	4.8mm	5.2mm	5.9mm
最大插入 部外径	$\leq 4.0\text{mm}$	$\leq 4.5\text{mm}$	$\leq 5.0\text{mm}$	$\leq 5.5\text{mm}$	$\leq 6.0\text{mm}$	$\leq 6.5\text{mm}$
最小器械 通道内径	$\geq 1.2\text{mm}$	$\geq 1.2\text{mm}$	$\geq 1.8\text{mm}$	$\geq 1.8\text{mm}$	$\geq 2.0\text{mm}$	$\geq 2.0\text{mm}$
视场角 (允差 $\pm 10\%$)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
视向角 (偏差 $\leq \pm 10^\circ$)	0°	0°	0°	0°	0°	0°
景深	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm
中心分辨率	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米
弯曲部弯曲角度 (允差-10%, 上限不计)	上 160° / 下 140°	上 160° / 下 140°	上 160° / 下 140°	上 160° / 下 140°	上 160° / 下 140°	上 160° / 下 140°
插入管 左右旋转角度	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°
插入管有效长度 (允差 $\pm 10\%$)	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

质疑事项 9: 技术要求: 八、便携式电子支气管镜 (检查镜), 6、弯曲角度: 向上: $\geq 180^\circ$, 向下: $\geq 130^\circ$ 。珠海视新提供的 BR-1249 电子支气管镜向上弯曲为 160° , 不符合招标文件要求, 为虚假应标。

法律依据: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的, 中标无效; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任; 尚不构成犯罪的, 依照招标投标法第五十四条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的, 对单位的罚款金额按照招标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。”

事实依据: 珠海视新电子支气管镜使用说明书第 13 页, 截图如下

> 主机规格:

说明


- 参照电子内窥镜图像处理器的说明书, 如果发现设备不匹配等问题应立即与本公司联系。

> 产品各型号参数:

型号	BR-1231	BR-1239	BR-1242	BR-1249	BR-1252	BR-1259
头端部外径 (允差+5%, 下限不计)	3.2mm	4.0mm	4.3mm	4.9mm	5.4mm	6.1mm
主软管外径 (允差+10%, 下限不计)	3.1mm	3.9mm	4.2mm	4.8mm	5.2mm	5.9mm
最大插入 部外径	$\leq 4.0\text{mm}$	$\leq 4.5\text{mm}$	$\leq 5.0\text{mm}$	$\leq 5.5\text{mm}$	$\leq 6.0\text{mm}$	$\leq 6.5\text{mm}$
最小器械 通过内径	$\geq 1.2\text{mm}$	$\geq 1.2\text{mm}$	$\geq 1.8\text{mm}$	$\geq 1.8\text{mm}$	$\geq 2.0\text{mm}$	$\geq 2.0\text{mm}$
视场角 (允差 $\pm 10\%$)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
视向角 (偏差 $\pm 10^\circ$)	0°	0°	0°	0°	0°	0°
景深	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm
中心分辨率	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米	不低于 9 线对/毫米
弯曲部弯曲角度 (允差-10%, 上限不计)	上 160° 下 140°	上 160° 下 140°	上 160° 下 140°	上 160° 下 140°	上 160° 下 140°	上 160° 下 140°
插入管 左右旋转角度	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°
插入管有效长度 (允差 $\pm 10\%$)	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：综上所述，以上招标参数珠海视新存在超过两项常规参数不满足，望贵单位
对此次招标进行更公平合理的修正，请求中标无效。

签字（签章）：

日期：2025 年 11 月 17 日



统一—社会信用代码
91450108MA5QHWDE7P(1-1)



营业执照



扫描二维码免费注册
“国家企业信用”
信息公示系统，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 广西亿丰源科技有限公司

成立日期 2021年06月10日

所 址 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼30层3021号

經營範圍

[illegible]

登记机关

2025 年04 月27 日

国家企业信用信息公示系统网址: www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制



医疗器械经营许可证

企业名称：广西亿昇医疗器械有限公司

社会信用代码：91450108MA5QHWE7P

法定代表人：易桃

企业负责人：易桃

经营方式：批发

住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼三

经营场所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼三

库房：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼三

经营范围：南宁市吴圩镇明阳大道50号1号厂房第1-3层东边(委托广西华永丰科技有限公司配送)

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6871, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991, 6992, 6993, 6994, 6995, 6996, 6997, 6998, 6999, 7000

许可证书编号：桂南食药监械经营许20210446号

日常监督管理机构：南宁市市场监督管理局

日常监督管理人员：

投诉举报电话：12315

发证机关：南宁市行政审批局

发证日期：2021年 月 日

有效期：2021年 月 日至 2023年 月 日

发证人：

发证机关：

发证日期：

发证机关：

发证日期：

发证机关：

发证日期：

发证机关：

发证日期：

发证机关：

发证日期：

发证机关：

发证日期：

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 桂南药监械经营备202511075号

企业名称	广西亿丹医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91450108MA5QJWDE7P
法定代表人	易桃
企业负责人	易桃
住 所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道101号南宁航洋信和广场3号楼三十层3021号
经营方式	批零兼营
经营场所	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道101号南宁航洋信和广场3号楼三十层3021号
库房地址	南宁市吴圩镇明阳大道50号1号库第13层东边(委托广西华永丰科技有限公司配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂除外), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(盖章): 南宁市市场监督管理

备案日期: 2025年 01月 06日



授权委托书

兹授权韦静雯为我方参加医疗设备采购项目采购的质疑工作（项目名称：高清电子支气管镜系统（重）项目编号：WZZC2025-J1-990285-GXZX），其代理权限为：代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

代理期限从 2025 年 11 月 17 日至此项目质疑结束为止

委托单位：广西亿舟医疗科技有限公司（章）

法定代表人：易桃（签字或签章）

签发日期：2025 年 11 月 17 日

附：法人身份证复印件及委托人身份证复印件。

法人身份证复印件



委托人身份证复印件



SEESHEEN

使用说明书

产品名称: 电子支气管内窥镜

产品型号: BR-1231、BR-1239、
BR-1242、BR-1249、
BR-1252、BR-1259

存档专用
复印无效

珠海视新医用科技有限公司

珠海视新医用科技有限公司

产品信息

- 产品型号: BR-1231、BR-1239、BR-1242、
BR-1249、BR-1252、BR-1259
- 产品名称: 电子支气管内窥镜
- 生产日期: 见产品标签
- 使用期限: 5 年
- 医疗器械注册证编号: 粤械注准 20222060435
- 产品技术要求编号: 粤械注准 20222060435
- 注册人/生产企业名称: 珠海视新医用科技有限公司
- 注册人/生产企业住所: 珠海市南屏科技工业园屏西十路 6 号厂房 B 栋 4 楼
- 生产企业地址: 珠海市香洲区水岸一路 199 号 1 号厂房 3~4 楼
- 生产企业许可证编号: 粤食药监械生产许 20142604 号
- 售后服务单位: 珠海视新医用科技有限公司
- 联系方式:

地 址: 珠海市香洲区水岸一路 199 号 1 号厂房 3~4 楼
电 话: 0756-8676359
传 真: 0756-8676349
服务热线: 4001011768
邮 编: 519060

版本信息

本说明书的版本号随时可能因软件或技术规格的更改而升级,恕不另行通知。本说明书的版本信息如下:

- 文件编号: SS/OM.0011
- 版本号: C1.0
- 修订日期: 2022-7
- © 珠海视新医用科技有限公司, 版权所有。

声明

制造商拥有此非公开出版的使用说明书的版权，并有权将其作为保密资料处理。本使用说明书只作为操作、保养和维修产品的参考资料，其他人无权向他人公开此使用说明书。

本产品使用说明书包含由版权法保护的专有资料，版权所有，未经制造商的书面同意不得将本使用说明书的任何部分进行照像复制、复印或翻译成其它语言。

本产品使用说明书包含的内容可以不予通知而有所变更。

本产品预期用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗，与本预期用途无关造成的不良后果由操作者自行承担。

制造商的责任

在下列情况都满足的情况下，制造商将对产品的安全性、可靠性和性能负责：

- 产品的安装、维修或升级均由制造商授权或认可的人员进行；
- 产品的存储环境、工作环境、电气环境符合产品规格；
- 按照《使用说明书》使用本产品。

说明书摘要内容

◆ 主要结构

产品是由电气连接部、操作手柄、插入管、弯曲部、头端部、吸引按钮、活检阀帽及可选附件防水盖组成。

◆ 适用范围

本产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器（型号：CV-1080）配合使用，用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

◆ 禁忌症

活动性大咯血、严重的高血压及心率失常、新近发生的心肌梗死或有不稳定心绞痛发作史、严重的心、肺功能障碍、不能纠正的出血倾向、严重的上腔静脉阻塞综合征、疑有主动脉瘤、多发性肺大泡、全身情况极度衰竭等是本产品使用的禁忌症。

◆ 注意事项、警示及提示性说明

- 1) 本产品内部不含用户可自行维修的部件，仪器的内部维修必须由制造商授权的技术维修人员进行。
- 2) 本产品不属于治疗设备，不得应用于家庭。
- 3) 使用者需佩戴手套。
- 4) 清洗本产品前必须拔下配套使用的设备。
- 5) 本产品禁止与高频医疗设备联合使用。
- 6) 严格按照生产商提供的产品使用说明书操作使用。
- 7) 本产品在不适当的环境中储存或使用将决定产品的寿命，一般在每天连续工作时间不大于8小时的情况下，产品的使用有效期为5年。（其它内容详见说明书）

关于本说明书

本说明书详细介绍了产品的用途、功能和操作方法。使用本产品之前，请仔细阅读并理解本说明书中的内容，以保证能够正确地使用本产品，并确保病人和使用者的安全。

本说明书按照最完全的配置对本产品进行介绍，所以部分内容可能不适用于您所购买的产品。如有任何疑问，请与本公司联系。

请将本说明书放置在产品附近，以便需要时能够方便、及时地获取。

本说明书适用于专业的临床医护人员阅读，读者应具有支气管镜所必须的医疗程序、实践和术语方面的知识和工作经验。

本说明书提供的所有插图仅供参考，插图中的设置或数据可能与您在产品上看到的实际显示并不完全一致。

要点(使用前说明)

设计用途

本产品旨在用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

不能将本产品用作预期用途之外的目的。

预期用途

该产品在医疗机构中使用，与本公司生产的电子内窥镜图像处理器（型号：CV-1080）配合使用，用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

气管导管选择规范

请根据产品插入部外径选择对应型号的气管导管使用。（气管导管内径需要大于产品插入管外径 2.0mm 或以上。）

电子支气管内窥镜禁忌症

活动性大咯血、严重的高血压及心率失常、新近发生的心肌梗死或有不稳定心绞痛发作史、严重的心、肺功能障碍、不能纠正的出血倾向、严重的上腔静脉阻塞综合征、疑有主动脉瘤、多发性肺大泡、全身情况极度衰竭等是本产品使用的禁忌症。

使用说明书

本使用说明书中包括安全、有效地使用本产品的基本信息。使用前，务必仔细阅读本使用说明书以及其他器械的使用说明书，并按规定进行操作。

请将所有相关的使用说明书存放在安全、便于取阅的地方。对本产品使用说明书的内容有不明处或意见时，请与本公司联系。

本说明书是按产品最高配置来进行描述，产品功能配置以实际为准。

用户资格

本产品的操作者必须为通过医院的医疗安全主管审核的医生，或由使用科室主任根据使用技术的难度指定的能够按照官方规定安全地进行既定操作的医生。

配套设备

请参阅第 1 章中的“箱内物品确认”，确认本产品与正在使用的配套设备是否兼容。使用不兼容的设备会导致患者或操作员受伤或设备损坏。

本产品符合医用电气设备 EMC 标准：YY 0505-2012。如果与符合医用电气设备配套使用时，整

个系统符合配套设备的版本要求：YY 0505-2012（有关电磁兼容合规级别，请参见第 72 页的“电磁兼容的相关信息”）。

互连设备应符合 GB 9706.1-2007 或以上标准要求，并且整个系统应符合 GB 9706.15-2008 或以上标准要求。互连设备的端口必须满足电网和本仪器之间的两重隔离。

初次使用前的清洗、消毒、灭菌/使用后的清洗、消毒、灭菌与存放

本产品在发货前未经过清洗、消毒或灭菌处理。初次使用前，应按照第 5 章“清洗、消毒和灭菌：总则”到第 7 章“清洗、消毒和灭菌步骤”的说明进行清洗、消毒/灭菌处理。

使用后，应按照第 5 章“清洗、消毒和灭菌：总则”到第 8 章“存放、医院外的搬运和处理”的说明进行清洗、消毒、灭菌并存放。如果清洗、消毒、灭菌不彻底或存放不当，会造成感染风险，并导致设备损坏或降低其性能。

备用设备

务必准备备用设备或类似功能的设备，以免操作过程中设备发生故障或功能异常时发生意外。

维护保养

电子支气管内镜和配套设备的故障率随操作次数和累计使用时间的增加而增加。除了每次使用前的检查，负责医疗器械保养的人员还应该定期对本使用说明书中提到的部件进行检查。如果观察到电子支气管内镜有异常，切勿使用，应按照第 9.1 节“故障排除指南”说明进行检查。如果检查后仍观察到有异常，请与本公司联系。


禁止不当的维修与改装

本产品不包含任何用户可自行维修的部件，切勿拆卸、改装或试图维修，否则，会导致患者受伤或设备损坏。

经过非本公司授权技术人员拆卸、维修、改装过的设备将不属于本公司的保修范围，不再享有本公司任何方式的保修。

第2章 部件名称与规格

2.1 部件名称



2.2 电子支气管内窥镜功能

1. 防水盖

在进行液体消毒前或者进行密封测试前必须装上防水盖，在操作手柄连接配套主机前需要取下防水盖。此盖用于操作手柄的密封防护。

2. 手柄连接座

用于连接防水盖或者视频连接头：

- 在产品进行液体消毒前或进行密封测试前，此座连接防水盖；
- 在产品使用前，此座连接视频接头，用于传输图像信号。

3. 角度把手

用于控制弯曲部方向：

- 角度把手向“U”方向旋转时，弯曲部向上弯曲。
- 角度把手向“D”方向旋转时，弯曲部向下弯曲。

4. 吸引按钮

在产品使用过程中，按下吸引按钮进行吸引，松开吸引按钮停止吸引。此按钮用于除去阻挡视线的任何液体和碎屑。

5. 吸引座

- 使用时用于安装吸引按钮。
- 消毒时用于连接消毒机接头。

6. 功能按键

在使用产品进行观察过程中，使用手柄部按键可对图像进行相应的操作：

- 1号按键可对图像进行放大/缩小；
- 2号按键可对图像进行拍照/录像；
- 3号按键可对图像进行冻结/解冻结。

7. 活检阀帽

活检阀帽安装在器械通道口上，有两大功能：

- 用于在通过吸引按钮吸引过程中保持气密性；
- 当需要注液时，可通过活检阀帽的裂口注液。

8. 器械通道口

器械通道口功能如下：

- 用于插入支气管镜附件。
- 用于安装活检阀帽，保持吸引过程气密性。
- 必要时，可以直接连接注液器械（如注射器）进行注液。

9. 弯曲部

可以通过调整角度把手改变弯曲部上下方向，从而调整支气管镜先端部的位置。

10. 头端部

支气管镜的成像部分、吸引口的终端出口位置。注意防撞、防压，保持清洁。

2.3 规格

说明

- 本产品在内窥镜电子支气管镜端部配以影像传感器芯片获取影像，并转换为电信号后由电缆传输到配套设备的影像视频处理电路，将实时图像显示在配套设备的液晶屏上。本产品不含光导纤维束。

➤ 环境条件：

正常使用条件	➤ 环境温度：	5°C ~ +40°C
	➤ 大气压力：	700hPa ~ 1100hPa
	➤ 相对湿度：	40% ~ 85%

➤ 贮存和运输	➤ 环境温度：	-20°C ~ +50°C
	➤ 大气压力：	600hPa ~ 1100hPa
	➤ 相对湿度：	≤ 93%

➤ 安全规格：

说明

- 本产品按照GB 9706.1分类如下：

按防电击程度分类：	BF 型应用部分
按爆炸防护等级分类：	属于不适用于有易燃麻醉气的地方使用的设备
按对有害进液的防护程度分类：	IPX7（适用于安装防水盖使用）
按消毒方法分类：	属于由制造商推荐消毒方法的设备
按运行模式分类：	连续运行

➤ 主机规格:

说明

- 参照电子内窥镜图像处理器的说明书, 如果发现设备不匹配等问题应立即与本公司联系。

➤ 产品各型号参数:

型号	BR-1231	BR-1239	BR-1242	BR-1249	BR-1252	BR-1259
头端部外径 (允差+5%, 下限不计)	3.2mm	4.0mm	4.3mm	4.9mm	5.4mm	6.1mm
主软管外径 (允差+10%, 下限不计)	3.1mm	3.9mm	4.2mm	4.8mm	5.2mm	5.9mm
最大插入 部外径	≤4.0mm	≤4.5mm	≤5.0mm	≤5.5mm	≤6.0mm	≤6.5mm
最小器械 通道内径	≥1.2mm	≥1.2mm	≥1.8mm	≥1.8mm	≥2.0mm	≥2.0mm
视场角 (允差±10%)	120°	120°	120°	120°	120°	120°
视向角 (偏差±10°)	0°	0°	0°	0°	0°	0°
景深	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm	3~100mm
中心分辨率	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米	不低于 9线对/毫米
弯曲部弯曲角度 (允差-10%, 上限不计)	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°	上 160°/ 下 140°
插入管 左右旋转角度	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°	左右旋转均 不小于 100°
插入管有效长度 (允差±10%)	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

SEESHEEN

视新医用

BR




BR-GP13 系列

电子支气管内窥镜

吸引按钮防脱

独特设计，牢固吸引

*实用新型专利号：ZL 2020 2 2141662.4



多功能按键

可实现按键功能自定义，
满足客户个性化需求



新一代操作部手柄

为医生提供更舒适的操作手感




左右旋转

提升探查灵活性

*实用新型专利号: ZL 2016 2 1392021.3

插入部纤细

拓展临床应用



HP-1315 图像处理器



15.6英寸
高清触控屏



图像标准
1920*1080 (全高清)



输出接口
USB*6、DVI*2、SDI*2




存储
16GB RAM, 512GB ROM



拓展内存
64GB U盘




光源寿命
≥ 45,000 h





一体化多功能平台


便携式可折叠设计，智能集成光源、气泵、图像处理系统以及显示系统于一体，全面兼容软式内镜与硬镜摄像头的诊疗需求，为医生打造一站式诊疗平台



病历管理系统



专为内镜系统定制的嵌入式图文管理方案，可实现高效数字化采集与高清录制功能，配备有专家词库及多科室病例模板，支持一键快速生成专业报告，有效助力医生进行精准诊断

WLNBI白光窄带成像



增强粘膜结构和血管的对比，有助于评估病变的性质和程度


同屏双显



- 支持双内镜连接输入，可在屏幕上同时显示双内镜图像
- 支持同一屏幕上显示白光状态图像和窄带状态图像
- 支持同时显示冻结（静态）和活动（动态）的内镜图像



▼ HP-1315图像处理器 ◊ BR-GP13 系列 ◊ TC-13台车



SEESHEEN
视新医用



珠海视新医用科技股份有限公司

地址：珠海市香洲区水岸一路199号1栋厂房4-8层

电话：0756-8676359 传真：0756-8676349

全国服务电话：400-101-1768

网址：ch.seesheen.com 邮箱：info@seesheen.com



微信扫一扫（公众号）



微信扫一扫（视频号）



抖音APP扫一扫