

八、配置清单



所竞分标： 1

序号	货物名称	数量及单位	品牌、型号	参数性能、指标及配置
可视化孔镜手术系统				
1	椎间盘镜	1支	品牌：龙冠 型号：DCZJ-III	用于脊柱微创内窥，通过生理孔道或手术诱导产生的孔道进入患者内部，观测手术部位；产品为多通道硬性光学内窥镜，防刮擦的蓝宝石玻璃镜头，标准的光源/摄像接口，放大率高，色彩真实；可高温高压消毒、浸泡及熏蒸灭菌；具备3种光纤接口，能和多种光源连接使用；具有方向标识，可以在监视器上显示方向指针，便于术者随时保证位置准确。
2	消毒盒	1个	品牌：龙冠 型号：无	盛放保护内窥镜，可高温高压消毒
3	穿刺针	2套	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于穿刺及注射药剂使用，无菌包装，一次性使用。
4	穿刺针	2套	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于穿刺及注射药剂使用，无菌包装，一次性使用。
5	出水口	1个	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	接驳内窥镜，连接负压吸引器，360° 旋转，用于收集术中冲洗液体。
6	导针	2支	品牌：龙冠 型号：KJ-001	用于定位及引导手术器械进入；记忆合金材质，安全耐用。
7	导针	2支	品牌：龙冠 型号：KJ-001	用于定位及引导手术器械进入；记忆合金材质，安全耐用。
8	扩张管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。

9	扩张管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
10	扩张管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
11	扩张管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
12	扩张管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	双通道扩张管，可以调节穿刺位置及做药剂注射通道；器械有刻度标识，便于术中使用。
13	环形骨钻	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	独有的可视化椎间孔成形技术，专利保护。在可视下对椎间孔成形，效率更高（常规手术全程 40 分钟内形完成），安全性更有保障（镜下切除骨质，随心所欲，操作简单），适应症更广，可轻松解决高度游离等各种腰椎间盘突出症及椎管狭窄症。
14	环形骨钻	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	独有的可视化椎间孔成形技术，专利保护。在可视下对椎间孔成形，效率更高（常规手术全程 40 分钟内形完成），安全性更有保障（镜下切除骨质，随心所欲，操作简单），适应症更广，可轻松解决高度游离等各种腰椎间盘突出症及椎管狭窄症。
15	骨钻保护管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜外环锯工作套管，可使骨钻置入时不伤及软组织
16	工作套管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于建立工作通道，置入内窥镜。45° 剖口，观测范围广，可保护神经根。
17	工作套管	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于建立工作通道，置入内窥镜。弧形剖口，观测范围广，可保护神经根。
18	髓核钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，上弯头，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
19	髓核钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下小号直头髓核钳，头部圆形，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
20	切断钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，直头，剪切黄韧带等组织；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
21	切断钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，上弯头，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。

22	髓核钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，头部弹性可弯曲，工作范围大，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
23	抓钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，头部带齿，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
24	枪 钳	1把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用来咬除影响手术视野的椎板，黄韧带，为其他器械置入打开通道；钳杆可拆卸。
25	解剖器	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于对组织进行切割、剥离、修整。
26	神经钩	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于探查剥离神经。
27	弧刃刀	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	对组织进行切割、剥离、修整。
28	固定器	1个	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜外可视环锯限位器，方便术中操作。
29	骨锤	1个	品牌：龙冠 型号：KJ-018	骨锤，用于辅助器械进入。
30	消毒盒	1个	品牌：龙冠 型号：无	归类放置、保护器械，便于灭菌及器械管理。
大通道脊柱内镜手术系				
31	脊柱内 镜	1支	品牌：龙冠 型号：DCNJ- I	用于脊柱微创内窥，通过生理孔道或手术诱导产生的孔道进入患者内部，观测手术部位；产品为多通道硬性光学内窥镜，防刮擦的蓝宝石玻璃镜头，标准的光源/摄像接口，放大率高，色彩真实；可高温高压消毒、浸泡及熏蒸灭菌。
32	消毒盒	1个	品牌：龙冠 型号：无	盛放保护内窥镜，可高温高压消毒。
33	穿刺针	1支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于穿刺及注射药剂使用，无菌包装，一次性使用。
34	穿刺针	2支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于穿刺及注射药剂使用

35	导针	2 件	品牌：龙冠 型号：KJ-001	用于定位及引导手术器械进入；记忆合金材质，安全耐用。
36	出水口	1 个	品牌：龙冠 型号：DCS-YII	接驳内窥镜，连接负压吸引器，360° 旋转，用于收集术中冲洗液体。
37	扩张管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YII	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
38	扩张管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YII	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
39	扩张管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
40	扩张管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	在导丝或弯导管引导下置入，逐级扩张软组织与肌肉。
41	环形骨 钻	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	旋转切割增生的骨质和部分关节突，扩大椎间孔
42	环形骨 钻	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	独有的可视化椎间孔成形技术，专利保护。在可视下对椎间孔成形，效率更高（常规手术全程 40 分钟内形完成），安全性更有保障（镜下切除骨质，随心所欲，操作简单），适应症更广，可轻松解决高度游离等各种腰椎间盘突出症及腰椎管狭窄症。
43	骨钻保 护管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	镜外环锯工作套管，可使骨钻置入时不伤及软组织
44	推杆	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YII	用于推出环钻内骨屑。
45	工作套 管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	用于建立工作通道，置入内窥镜。45° 剖口，观测范围广，可保护神经根。
46	工作套 管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	用于建立工作通道，置入内窥镜。30° 剖口，观测范围广，可保护神经根。
47	工作套 管	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	用于建立工作通道，置入内窥镜。唇形剖口，观测范围广，可保护神经根。
48	切断钳	1 把	品牌：龙冠 型号：DCS-YII	镜下使用，兰钳，剪切黄韧带等组织；带灌注/抽吸通道及鲁尔锁。

49	抓 钳	1 把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，头部带齿，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
50	髓核钳	1 把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下使用，上弯头，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
51	髓核钳	1 把	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	镜下直头髓核钳，头部圆形，夹取疝出或游离的髓核组织碎片；带灌洗/抽吸通道及鲁尔锁。
52	枪钳	1 把	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	用来咬除影响手术视野的椎板，黄韧带，为其他器械置入打开通道；钳杆可拆卸。
53	枪钳	1 把	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	用来咬除影响手术视野的椎板，黄韧带，为其他器械置入打开通道；钳杆可拆卸。
54	解剖器	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于对组织进行切割、剥离、修整。
55	神经钩	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	用于探查剥离神经。
56	弧刀刀	1 支	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	对组织进行切割、剥离、修整。
57	骨钻手柄	1 件	品牌：龙冠 型号：DCS-Y II	通用十字型把手，快速搭配锁合所用骨钻，旋转切割。
58	固定器	1 个	品牌：龙冠 型号：DCS-YIV	可连接固定臂使用，方便术中操作。
59	消毒盒	1 个	品牌：龙冠 型号：无	归类放置、保护器械，便于灭菌及器械管理。
低温等离子体多功能手术系统				
60	低温等离子体多功能手术系统	1 台	品牌：高通 型号：SM-D380C	用于对软组织进行汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。
61	双功能脚踏控制板	1 只	品牌：高通 型号：SM-D380C	分别控制汽化、切割和消融、止血、修复手术。

UBE手术器械				
1.	关节内窥镜	1支	品牌：聚美 型号：GA473	用于膝关节部位检查和治疗中的观察成像。
2.	骨蜡填充器(弧形)	1个	品牌：富乐 型号：弧形	骨蜡填充器(弧形)弧形
3.	骨蜡填充器	1个	品牌：富乐 型号：直型	骨蜡填充器直型
4.	骨锉	1个	品牌：富乐 型号：2.0mm	2.0mm
5.	骨锉	1个	品牌：富乐 型号：3.0mm	3.0mm
6.	骨锉	1个	品牌：富乐 型号：4.0mm	4.0mm
7.	导针	2根	品牌：富乐 型号：Φ1.5mm	Φ1.5mm
8.	神经拉钩	1把	品牌：富乐 型号：无	神经拉钩
9.	椎弓根拉钩	1	品牌：富乐 型号：无	椎弓根拉钩
10.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：3.0mm	3.0mm
11.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：4.0mm	4.0mm
12.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：5.0mm	5.0mm
13.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：左	左

14.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：上翘 15°	上翘 15°
15.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：上翘 30°	上翘 30°
16.	骨刀	1把	品牌：富乐 型号：右	右
17.	骨刀 (尖)	1把	品牌：富乐 型号：无	骨刀 (尖)
18.	髓核 钳	1把	品牌：富乐 型号：带齿、4mm	带齿、4mm
19.	髓核 钳	1把	品牌：富乐 型号：4.0 上翘	4.0 上翘
20.	髓核 钳	1把	品牌：富乐 型号：直头、5mm	直头、5mm
21.	椎板 咬骨 钳	1把	品牌：富乐 型号：250× 2.0-130°	250×2.0-130°
22.	椎板 咬骨 钳	1把	品牌：富乐 型号：250× 3.0-130°	250×3.0-130°
23.	椎板 咬骨 钳	1把	品牌：富乐 型号：250× 4.0-130°	250×4.0-130°
24.	椎板 咬骨 钳 (钳 头-弧 型)	1把	品牌：富乐 型号：弯型、 3x130°	弯型、3x130°
25.	椎板 咬骨 钳 (钳 头-弧 型)	1把	品牌：富乐 型号：弯型、 5x130°	弯型、5x130°
26.	椎板咬 骨钳 (钳柄)	1把	品牌：富乐 型号：无	钳柄

27.	蓝钳	2把	品牌：富乐 型号：180×4.0 45°	180×4.0 45°
28.	蓝钳	2把	品牌：富乐 型号：180×4.0 0°	180×4.0 0°
29.	骨锤	1把	品牌：富乐 型号：无	骨锤
30.	消毒盒	1套	品牌：富乐 型号：无	消毒盒
1.	扩张器	1把	品牌：富乐 型号：无	扩张器
2.	割刀	1把	品牌：富乐 型号：3.0	割刀
3.	割刀	1把	品牌：富乐 型号：4.0	割刀
4.	割刀	1把	品牌：富乐 型号：5.0	割刀
5.	椎体撑开器	1把	品牌：富乐 型号：8	椎体撑开器
6.	椎体撑开器	1把	品牌：富乐 型号：9	椎体撑开器
7.	椎体撑开器	1把	品牌：富乐 型号：10	椎体撑开器
8.	椎体撑开器	1把	品牌：富乐 型号：11	椎体撑开器
9.	椎体撑开器	1把	品牌：富乐 型号：12	椎体撑开器
10.	椎体撑开器	1把	品牌：富乐 型号：13	椎体撑开器

11.	骨科撑开器	1把	品牌：富乐 型号：无	骨科撑开器
12.	刮匙（反口）	1把	品牌：富乐 型号：3.0	刮匙（反口）
13.	刮匙（反口）	1把	品牌：富乐 型号：4.0	刮匙（反口）
14.	刮匙（反口）	1把	品牌：富乐 型号：5.0	刮匙（反口）
15.	刮匙（前弯）	1把	品牌：富乐 型号：5.0 前弯	刮匙（前弯）
16.	刮匙	1把	品牌：富乐 型号：5.0	刮匙
17.	打入器（中间打入）	1把	品牌：富乐 型号：无	打入器（中间打入）
18.	打入器（开槽式）	1把	品牌：富乐 型号：无	打入器（开槽式）
19.	植骨漏斗（漏斗）	1把	品牌：富乐 型号：无	植骨漏斗（漏斗）
20.	植骨漏斗（捣棒）	1把	品牌：富乐 型号：无	植骨漏斗（捣棒）
21.	骨膜剥离离子（小）	1把	品牌：富乐 型号：小	骨膜剥离离子（小）
22.	剥离器	1把	品牌：富乐 型号：无	剥离器
23.	骨科用保护器	1把	品牌：富乐 型号：φ5/φ7	骨科用保护器
24.	消毒盒	1套	品牌：富乐 型号：无	消毒盒


电动骨组织手术系统				
1.	主机	1台	品牌：梓锐 型号：DL-MD	1台, 主机小巧, 移动方便, 体积 240 mm×230 mm×110 mm, 彩色液晶屏显示, 屏幕 5 寸, 输入 220V, 50Hz; 输入功率 100VA, BF 型电气安全设计
2.	脚踏	1个	品牌：梓锐 型号：JT	1个, 线缆长 3m, 无级调速, IPX8 防水等级, 金属底座, 更稳固, 更耐用, 防滑、防侧翻。
3.	通用磨钻手柄	1个	品牌：梓锐 型号：TMBB	1个, 转速 60000 r/min, 电机最大功率 100W, 可高温灭菌。外径 18mm, 主体长度 80mm, 重量 125g (不含线缆), 手柄内注水水冷结构, 长时间使用, 手柄不发热。
4.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：QMTA20Q	1支, 2mm 直径切削刀, 刀杆弯曲, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 工作转速 60000r/min。
5.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：QMTA30Q	1支, 3mm 直径切削刀, 刀杆弯曲, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 工作转速 60000r/min。
6.	磨钻头	1支	梓锐 QMTA40Q	1支, 4mm 直径切削刀, 刀杆弯曲, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 工作转速 60000r/min。
7.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：QMTA20J	1支, 2mm 直径金钢砂, 刀杆弯曲, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 工作转速 60000r/min。
8.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：QMTA30J	1支, 3mm 直径金钢砂, 刀杆弯曲, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 工作转速 60000r/min。
9.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：QMTA40J	1支, 4mm 直径金钢砂, 刀杆弯曲, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 工作转速 60000r/min。
10.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：WMTA35AQ	1支, 全刃刀头设计, 可以紧贴神经操作, 刀具往复运动磨除骨组织不损伤神经, 转速 60000r/min, 刀杆内注水弯曲设计, 刀杆直径 4.0mm。
11.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：PMTA35QH	1支, 带护鞘切削刀磨头, 前端刀杆弯曲, 磨头前端带保护鞘, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4mm, 磨头直径 3.5mm, 长度 110mm, 工作转速 60000r/min。
12.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：PMTA35JH	1支, 带护鞘金钢砂磨头, 前端刀杆弯曲, 磨头前端带保护鞘, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4mm, 磨头直径 3.5mm, 长度 110mm, 工作转速 60000r/min。

13.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：ZMTA40J	1支, 4mm 直径金钢砂, 一体式刀杆弯曲磨钻头, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 刀具转速 120000r/min (1:2 增速传动)。
14.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：ZMTA30J	1支, 3mm 直径金钢砂, 一体式刀杆弯曲磨钻头, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 刀具转速 120000r/min (1:2 增速传动)。
15.	磨钻头	1支	品牌：梓锐 型号：ZMTA20J	1支, 2mm 直径金钢砂, 一体式刀杆弯曲磨钻头, 刀杆内注水设计, 手术操作视野好。杆径 4.5mm, 刀具转速 120000r/min (1:2 增速传动)。
16.	骨科用电锯片	1支	品牌：梓锐 型号：GJ100A09	1支, 直型动力骨刀, 刀杆直径 4.5mm, 内注水设计, 刀头长度 9mm, 刀头前后往复运动, 转速 60000r/min。
17.	骨科用电锯片	1支	品牌：梓锐 型号：GJ110HA60	1支, 环形动力骨刀, 刀杆直径 6mm, 长度 110mm, 环形刀头, 前端有齿, 刃部直径 6mm, 刀头往复运动转速 60000r/min。
18.	骨科用电锯片	1支	品牌：梓锐 型号：GJ110B07B	1支, 摆动形动力骨刀, 刀杆直径 6mm, 长度 110mm, 摆动形刀头, 前端有齿, 刃部直径 7mm, 刀头往复运动转速 60000r/min。
19.	微创脊柱磨头	1支	品牌：梓锐 型号：MXTB35310J	1支, 微创脊柱钻头, 刀具偏心“天鹅颈设计”, 不遮挡视野, 可适用于孔镜手术及大通道手术, 刀头工作转速 60000r/min。
射频控温热凝器				
1.	射频控温热凝器	1台	品牌：北琪 型号：R-2000B M1	R-2000B M1, 中文单极带触摸屏
2.	手术电极	1根	品牌：北琪 型号：无	4-100, 不锈钢
3.	手术电极	1根	品牌：北琪 型号：无	5-150, 不锈钢
4.	射频热凝电极套管针	2根	品牌：北琪 型号：无	编号 240102, 规格 22GX100X5, 0.7-100-5
5.	射频热凝电极套管针	2根	品牌：北琪 型号：无	编号 240104, 规格 20GX150X5, 0.9-150-5
6.	射频热凝电极套管针	1根	品牌：北琪 型号：无	编号 240106, 规格 22GX100X10, 0.7-100-10

7.	射频热凝电极套管针	1根	品牌：北琪 型号：无	编号 240108,规格 20GX150X10,0.9-150-10
8.	塑料高温消毒盒	1个	品牌：北琪 型号：无	琥珀色，可高温高压
9.	2A 速熔保险管	4个	品牌：北琪 型号：无	F2AH250V，5*20mm 陶瓷管
10.	电源线	1条	品牌：北琪 型号：无	国标，3*1 平方毫米，2m 长，带磁环
11.	一次性使用中 性电极	3块	品牌：北琪 型号：无	型号 P913-288-03,成人双极
12.	中性电极	2块	品牌：北琪 型号：无	型号：RS25，成人双路，LeonHard（奥地利）
13.	中性电极适配 电缆	1根	品牌：北琪 型号：无	2 孔插，3m 长，不带针
14.	手术电极适配 电缆	1根	品牌：北琪 型号：无	2.5m 长，硅胶线，可高温高压
15.	测试狗	1个	品牌：北琪 型号：无	带 6 芯插头
16.	等电位 连接线	1条	品牌：北琪 型号：无	3.5m 长
17.	热凝器中文使用说明书	1本	品牌：北琪 型号：无	M1/M2/D1/D2/A1/A2 系列
肩关节器械				
1.	SLAP 锉	1把	品牌：智兴 型号：ZXGC0201	正角
2.	探钩 (不带手柄)	1把	品牌：智兴 型号：ZXCL2001	工作长度 223mm

3.	交换棒 (4.0mm)	1把	品牌：智兴 型号：ZXDZ3301	直径 4.3mm
4.	开路器	1把	品牌：智兴 型号：ZXKK5001	杆部直径 4.75mm
5.	橡皮锤	1把	品牌：智兴 型号：ZXGC1001	长度 210mm
6.	推结器	1把	品牌：智兴 型号：ZXDJ1001	工作长度 170mm
7.	勾/推线器	1把	品牌：智兴 型号：ZXDJ2001	工作长度 251mm
8.	肩关节提升器	1把	品牌：智兴 型号：ZXGQ1101	上弯 15°
9.	导向器 3.5mm	1把	品牌：智兴 型号：ZXMZ33201	内径 3.5mm
10.	导向器 5.0mm	1把	品牌：智兴 型号：ZXMZ33202	内径 5mm
11.	开孔器 3.5mm	1把	品牌：智兴 型号：ZXKK4001	头部直径 1.8mm
12.	开孔器 5.0mm	1把	品牌：智兴 型号：ZXKK4002	头部直径 1.8mm
13.	分体式过线弯钩直型	1把	品牌：智兴 型号：ZXWG1002	头部直型
14.	分体式过线弯钩大月牙	1把	品牌：智兴 型号：ZXWG2002	头部大月牙
15.	分体式过线弯钩小月牙	1把	品牌：智兴 型号：ZXWG3002	头部小月牙

16.	分体式过线弯钩左弯 25°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG4102	头部左弯 25°
17.	分体式过线弯钩左弯 45°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG4202	头部左弯 45°
18.	分体式过线弯钩左弯 60°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG4302	头部左弯 60°
19.	分体式过线弯钩左弯 90°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG4402	头部左弯 90°
20.	分体式过线弯钩右弯 25°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG5102	头部右弯 25°
21.	分体式过线弯钩右弯 45°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG5202	头部右弯 45°
22.	分体式过线弯钩右弯 60°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG5302	头部右弯 60°
23.	分体式过线弯钩右弯 90°	1 把	品牌：智兴 型号：ZXWG5402	头部右弯 90°



24.	分体式过线弯钩手柄	1把	品牌：智兴 型号：ZXSBI102	滚轮设计，适配弯钩
25.	消毒盒	1把	品牌：智兴 型号：无	适配肩关节套包器械存放
26.	软组织抓取钳	1把	品牌：智兴 型号：ZXCr7271	无销钉设计，工作长度 170mm，钳头直径 4.5mm，钳头硬度 HRC48±2
27.	方口勾线钳	1把	品牌：智兴 型号：ZXCr7380	无销钉设计，钳头方口，工作长度 165mm，插入部分宽度 4mm，钳头硬度 HRC48±2
28.	戳枪头翘	1把	品牌：智兴 型号：ZXCr7384	无销钉设计，头部上翘，工作长度 165mm，钳头直径 2.5mm 钳头硬度 HRC48±2
29.	戳枪直	1把	品牌：智兴 型号：ZXCr7381	无销钉设计，头部直型，工作长度 165mm，钳头直径 2.5mm 钳头硬度 HRC48±2
30.	圆头剪线器	1把	品牌：智兴 型号：ZXCr7401	无销钉设计，钳头圆型，工作长度 142mm，钳头直径 4mm，钳头硬度 HRC48±2
椎板咬骨钳				
1.	椎板咬骨钳	1把	品牌：智兴 型号：ZX1112	工作长度 220mm，刃口宽度 2mm，钳头 130° 超薄，钳头硬度 HRC48±2
2.	椎板咬骨钳	1把	品牌：智兴 型号：ZX1114	工作长度 220mm，刃口宽度 4mm，钳头 130° 超薄，钳头硬度 HRC48±2
1.	铰刀手柄	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ9.4*100
2.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ7*320mm
3.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ8*320mm

4.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 9*320mm
5.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 10*320mm
6.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 11*320mm
7.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 12*320mm
8.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 13*320mm
9.	铰刀	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 14*320mm
10.	配套 镜用 工作 套管	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 10.0*110mm
11.	半方 形工 作套 管	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 14.5*115mm
12.	扩张 管	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 10.0*190mm
13.	半圆 工作 套管	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 14.5*125mm
14.	配套 镜用 工作 套管	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 10.0*120mm
15.	镜下 刮匙 (方 口)	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 4*320mm
16.	镜下 刮匙 (椭 圆口)	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ 5*320mm

17.	镜下刮匙	1把	品牌：汇锐 型号：无	Φ4*320mm
18.	器械盒	1把	品牌：汇锐 型号：无	器械盒
电凝止血电刀				
1.	主机	1台	品牌：迪诺 型号：GT308-C	主机
2.	双脚踏开关	1只	品牌：迪诺 型号：无	双脚踏开关
3.	电源线	1根	品牌：迪诺 型号：无	电源线
4.	一次性使用中性极板	5片	品牌：迪诺 型号：无	一次性使用中性极板
5.	一次性使用手术电极	4把	品牌：迪诺 型号：无	一次性使用手术电极
6.	高频手术电凝镊	1套	品牌：迪诺 型号：无	高频手术电凝镊
4K 医用内窥镜摄像系统				
1.	4K 医用内窥镜主机（摄像、光源、录像）	1台	品牌：实联 型号：4K-A1-101(B)	4K 医用内窥镜主机（摄像、光源、录像）
2.	4K 摄像头	1个	品牌：实联 型号：无	4K 摄像头
3.	光学适配器	1个	品牌：实联 型号：无	光学适配器

4.	U 盘 (128G)	1 个	品牌: 实联 型号: 无	U 盘 (128G)
5.	电源线	1 条	品牌: 实联 型号: 无	电源线
6.	工程遥 控器	1 个	品牌: 实联 型号: 无	工程遥控器
7.	HDMI 视频线	1 条	品牌: 实联 型号: 无	HDMI 视频线
8.	硬镜导 光 束 (光 纤)	1 条	品牌: 实联 型号: 无	硬镜导光束 (光纤)
9.	镜头光 纤转接 环	1 个	品牌: 实联 型号: 无	镜头光纤转接环
10.	显示器 整机	台 1	品牌: 实联 型号: 无	显示器整机
11.	适配器	个 1	品牌: 实联 型号: 无	适配器
12.	电源线	条 1	品牌: 实联 型号: 无	电源线
13.	底座”	套 1	品牌: 实联 型号: 无	底座”
14.	专用 台车	1 套	品牌: 实联 型号: 无	专用台车
孔镜大通道内窥镜固定臂				
1.	固定 臂连 接器	1 支	品牌: 精创 型号: I 型	作用于固定支架, 固定于床头夹上连接软轴;
2.	蛇形 臂	1 支	品牌: 精创 型号: I 型	工作长度 60cm, 直径 17.5mm, 通过旋转手柄任意调节松紧及任意手术角度;
3.	镜子 夹头	1 支	品牌: 精创 型号: I 型	接于蛇形臂头端, 可任意调节方向, 1 秒快捷锁紧装置, 可夹持范围 $\Phi 4-16\text{cm}$;

半自动拉钩				
1.	撑开支架	1把	品牌：精创 型号：无	采用 20Cr13 不锈钢材料制成。平行移动撑开距离为 70mm
2.	拉钩	1付	品牌：精创 型号：无	钩深 40/40mm，宽 24mm
3.	拉钩	1付	品牌：精创 型号：无	钩深 50/50mm，宽 24mm
4.	拉钩	1付	品牌：精创 型号：无	钩深 60/60mm，宽 24mm
5.	拉钩	1付	品牌：精创 型号：无	钩深 70/70mm，宽 24mm
6.	拉钩	1付	品牌：精创 型号：无	钩深 80/80mm，宽 24mm
钢丝导引器				
1.	导引钳(小号)	1把	品牌：五洋 型号：无	260mm*33mm
2.	导引钳(大号)	1把	品牌：五洋 型号：无	275mm*50mm
3.	导引附(特大号)	1把	品牌：五洋 型号：无	285mm*60mm

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、型号、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。
货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：广州铭通医疗器械有限公司

日期：2025年7月29日

