

2. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

项目名称：龙州县公安局物证鉴定室设备采购（重）
项目编号：CZZC2024-J1-230281-GXZJ

分标（如有）：无

项 号	标 的 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商	原 产 地	参 数 性 能 、 指 标 及 配 置	单 价 ②	竞 标 报 价 ③=①× ②
1	物证 提取 箱	2 台	布兰特	HXWL-1	北京 布兰特警用装备有限公司	北京	尺寸：425mm×305mm×180mm 重量：6.7kg 一、产品功能 1. 用于各种法医物证样本的提取、分类、记录和保存。 2. 依据法医学物证的种类、性质及附着物的不同，配备了相应的采样工具。 二、可提取的样本种类： 1. 血液、毛发、牙齿、指甲、骨骼、组织块等人体组成成份； 2. 唾液、精液、粪便、呕吐物、尿液、乳汁等人体分泌物及排泄物； 3. 衣物、纤维、化妆品、伪装饰品、沙土等人体上的附着物； 4. 凶器、各种工具及其上面的附着物；	1500	3000

						5. 印签、笔迹、票证、信件、胶片、遗书等物证； 6. 动物的血液、组织、鳞片、羽毛及植物纤维、花粉、硅藻等与案件有关的物证样本。		
2	法医 勘查 箱	2 台	布兰特	HXFK-III	北京 布兰特 特警用 装备有 限责任 公司	北京 重量：7.3kg 尺寸：425mm×395mm×225mm 产品功能 1. 解剖尸体 2. 检测尸体温度，玻璃温度计刻度 0.1℃，范围 10℃～40℃ 3. 收集保存各种尸体组织样本 4. 采集尸体指纹 5. 干净的手术器械固定在不锈钢“手术器械存放盘”中。 6. 用过的器械放入不锈钢“手术器械清洗盒”进行清洗。 7. 尸体腐臭抑制剂可有效抑制尸体的腐臭气味。	2300	4600
3	物证 保管 箱	2 台	布兰特	BDA-1	北京 布兰特 特警用 装备有 限责任 公司	北京 物证保管箱采用高强度高密度超硬五层瓦楞纸、整体式做成，带箱盖，表面光滑，可方便粘贴物证标签，箱体两侧配有手扣，可以承受 10 kg 以上的重量，强度不低于塑料周转箱，可反复使用。 尺寸：60cm×40cm×50cm（大号）	120	240

4	体式显微镜	1台	皖江光电	XTB-606B	芜湖市皖江光电仪器有限公司	芜湖	适用于司法鉴定及电子工业和细小精密零件的检验、装配、修理，也用于生物解剖和珠宝检验。选购 WBV 图像处理比对软件，可建局域网实现多台电脑联机比对。 目镜：WF10X（选购 WF5X，WF12.5，WF15X，WF20X，WF25X）； 物镜：0.7-4.5 连续可调； 随距调节范围：55mm-75mm； 工作距离：95mm； 圆形载物台直径：95mm； 手轮调焦范围：60mm； 升降调节范围：110mm； 视度调节范围：5 屈光度	4060	4060
5	便携多波段光源	2台	九天星	A10D	深圳市九天星科技发展有限公司	深圳	产品特点/用途： 输出光纯度高，方向性强，可提供匀光照明，清晰无视觉干扰，广泛应用于痕迹勘查目标搜索，并可直接用于摄影取证照明，满足刑侦一线实战需要，是刑事技术人员理想的便携式单波段光源，产品通过相关部门的检测。 技术参数 光源：CREE T6 10W LED 波段：365nm、445nm、520nm、630nm、白光 光通量：强光≥310LM；中光≥191LM；弱光≥57LM	12000	24000

							0.5m 处照度: 强光 10560LX 1 米处白光光照均匀度: 51% (1492/2880) 0.5m 处光斑尺寸: 24cm 开关: 强/中/弱 电池: 18650 锂电池 续航时间: 8h 充电时间: 5h 重量: 233g (含偏振附件) 材料: 优于或等于航空级铝合金 6061-T6 尺寸: 30mm×30mm×163.8mm (带偏振附件的长度为 174.85) 尺寸: ≥495mm×369mm×200mm 重量: ≥9.8kg 采用超声波雾化 JB 熏显液气熏发尘印痕的技术手段, 气熏显现各种客体上的疑难灰尘印痕, 是常规技术 (静电吸附等) 的重要补充, 实现了疑难灰尘印痕系列化提取检验。 配置清单:																				
6	灰尘足迹熏显器	1 台	布兰特	BTWX-1A	北京布兰特警用装备有限公司	北京	<table><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>数量单位</th></tr><tr><td>1</td><td>402A1 雾化器</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>JB 熏显箱</td><td>1 个</td></tr><tr><td>3</td><td>JB1ST 白色即时贴</td><td>1 包</td></tr><tr><td>4</td><td>JBXXV 熏显液</td><td>1 瓶</td></tr><tr><td>5</td><td>JBGDJ 固定增强剂</td><td>1 瓶</td></tr></table>	序号	品名	数量单位	1	402A1 雾化器	1 台	2	JB 熏显箱	1 个	3	JB1ST 白色即时贴	1 包	4	JBXXV 熏显液	1 瓶	5	JBGDJ 固定增强剂	1 瓶	1800	1800
序号	品名	数量单位																									
1	402A1 雾化器	1 台																									
2	JB 熏显箱	1 个																									
3	JB1ST 白色即时贴	1 包																									
4	JBXXV 熏显液	1 瓶																									
5	JBGDJ 固定增强剂	1 瓶																									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						5. 仪器重量: 0.5kg 6. 地线长度: 1.2m 7. 充电器: 6V, 1A		
8	手持式生物物证仪	2 台	九天星	A6	深圳市九天星科技发展有限公司 深圳	技术参数: 1. 功率: 白光/红光 10W, 蓝光/绿光 20W, 紫光 5W 2. 波长: 365nm, 405nm, 445nm, 520nm, 630nm, 白光 3. 光通量: 白光 482LM 4. 0.5m 处白光光斑照度 24100LX, 1 米处白光中心照度: 4880LX 5. 1m 处光斑尺寸: $\phi 44.7\text{cm}$ 光斑均匀度: 白光光斑直径 $\phi 18\text{cm}$ 时, 光斑均匀度为 51% 6. 供电方式: 直流供电 7. 充电方式: 支持有线、无线两种充电方式 8. 充电时间: 1.9h 9. 电量显示: 显示屏百分白显示电量 10. 开关机方式: 长按 2 秒开机弱光-中光-强光-长按 2 秒关机 11. 显示屏: 充电电量显示, 放电电量显示, 波段显示, 档位显示 12. 工作时间: 白光强光约 1.7h, 445nm 蓝光约 4.8h, 520nm 绿光约 5.7h 13. 耐低温性能: 温度 $-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 放置 24 小时后能正常开机, 测试功能正常	24270	48540

							14. 材料：采用优于或等于全铝合金精雕加工而成 15. 尺寸：221mm*89mm*67mm 16. 重量：0.87kg 17. 光源：CREE LED ▲投标产品投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告复印件并加盖投标单位公章。		
9	台式生物证发现仪	1 台	佳安	JA-QP-10	北京佳安华创科技有限公司	北京	微量生物痕迹发现仪是我公司研发针对刑事勘查过程中对人体微量生物痕迹、脱落物及细胞的搜索发现提取专用设备。可有效发现并精准定位肉眼无法观察到的生物脱落细胞组织，显著提高DNA检出率。 1. 光学传感器：高灵敏度图像传感器 2. 分辨率：200万像素 3. 感光度：ISO100-25600 4. 光学变倍：40X-60x-100X 5. 放大倍数：400倍 6. 连接方式：WiFi 7. 连接设备：安卓手机 8. 控制方式：安卓手机无线控制 9. 光源种类：白、紫光、红光 10. 大景深：可搜索孔径、缝隙内组织（±2mm） 11. 提取窗口：磁吸提取窗口 12. 专用粘取器：锥形头粘取器	60000	60000

					二. 配套设备参数: 采用优于或等于铝合金材质耐磨防摔, 组合类型多、APP 控制、体积小巧光斑超均匀输, 光强度高, Type-c 快充快充方便采用铝合金材质耐磨防摔, 体积小巧, 便于携带。电池放电时间长。 1. 设备体积: 190*15*34mm 2. 设备重量: 440g 3. ▲设备前端散热孔: 24 个 4. 充电口: Type-C 支持 QC3.0 协议 5. ▲蓝牙功能: 设备应具有蓝牙连接功能, 应能通过蓝牙连接手机 APP 端。 6. ▲APP 端功能: 设备应支持由 APP 端控制四色光源、无极调节亮度 0%~100% 亮度输出、关闭光源。 7. 显示屏类型: 外 LED 液晶屏 8. ▲显示屏尺寸: 0.96in 9. ▲屏幕显示: 设备电量、控制模式、光强、光源开关、设备型号 10. 光斑: 圆形光斑 11. 散热方式: 风扇散热 12. ▲LED 光源: 白光、蓝光、红·光、绿光四种。 13. ▲高温试验: 55℃±2℃功能正常, 2h; 低温试验: -10℃±2℃, 2h 功能正常。		
--	--	--	--	--	--	--	--

						14. ▲光源强度：手动模式下，设备能设置光源强度为100%、75%、50%、25%输出； ▲投标产品投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该产品的检测报告复印件并加盖投标单位公章。			
			深圳			1、ISO 感光度：ISO 50-102400 2、电源：支持外接电源 3、类型：锂离子电池 4、介质：SDXC 卡；SD 卡；SDHC 卡 5、自拍：遥控拍摄；延时拍摄 6、器类型：CMOS 7、NFC；蓝牙；HDMI；Wi-Fi 8、器尺寸：全画幅 9、像素：2500-3000 万 10、类型：光学取景器 11、类型：转屏；触摸屏 12、摄能力：1080P 30P 13、径：77mm 14、照片输出：14bit	20000	120000	
10	数码照相设备	6 台	九天星	AF-S	深圳市九天星科技发展有限公司				
11	实验室边台	25 米	浩行	HX-SGAD-BT30	广西智能信息技术有限公司	广西	边台总长度为：25000mm（长）*750mm（宽）*850mm（高） 1、台面选用212.7mm 厚优于或等于实心理化板，双层锁边加厚至25.4mm 并作圆弧处理，圆润光洁。 2、主体框架由国家标准 40*60*1.5mm 优	1650	41250

							于或等于优质空心钢焊接制成。		
							3、箱体门板、柜身、抽屉：采用 215mm 厚优于或等于优质中纤板，表面粘贴双饰面板，并以 2mm 的 PVC 封边条封边。		
							4、活动背板：采用 29mm 厚优于或等于优质中纤板。		
							5、配件：采用优于或等于优质 165 度冷轧钢阻尼铰链。优质三节静音滑轨，一字型铝合金暗拉手。配减震防滑垫，防止柜体晃动。		
							全钢结构，实芯理化板台面板，1500*850*2350mm		
							1、上柜（通风柜）外壳：柜材采用优于或等于厚 1.2mm 冷轧钢板，由侧板，面板，面板，顶板组合而成，每一块板都可拆装更换。上柜内衬板：采用优于或等于 5mm 厚抗酸碱、耐高温抗贝特板。		
							2、导流板（BAFFLE）：导流设计，其材质同内衬板，导流板安装位置与角度使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上与中、下方出风口排风量比例各约 50+10%，以确保不同比重之气体均能有效排除。		
							3、操作台面：采用优于或等于 12.7mm 厚实芯理化板。		
							4、底柜：框架由国家标准 40*60*1.5mm 优于或等于优质空心钢焊接而成，箱体由箱体面板，侧板，底板，后挡板组合而成，面板，		
12	实验室通风系统	3 套	浩行	HX-SGAD-TFGS	广西浩行智能技术有限公司	广西		27000	81000

13	物证保全系统维护服务	1 年	广西冠之杰信息科技有限公司	侧板、底板，后挡板可全拆装，易于维护，方便使用表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机 器 手自动喷涂和高温固化处理。热固性粉末喷塑：除锈、耐磨、防腐蚀，耐酸碱。 5、调节门：调节门玻璃：采用优于或等于厚 6mm 安全钢化玻璃。无段平衡设计，视窗可停留在任意高度，其上下行程具静音轨道予以限制，避免摇晃碰撞。 6、集气风罩：采用锥形缩口集气罩，底部入口为长方形开口，顶部出口管径依风柜尺寸 1MM 约 10，以该管径管口高度 50MM（含）以上，便于风管套管衔接，集气罩具良好之锥形集气角度及圆滑过渡，以获得良好之集气平均及低压损。 7、照明设备：灯罩内具 220V、30W 日光灯一支。 8、侧边配置有一个 pp 小水杯，用于废水的收集。	150000	150000
----	------------	-----	---------------	--	--------	--------

						硬件相关问题咨询：Oracle、websphere、操作系统等相关问题咨询。 3. 系统维护服务 单位人员、代码调整管理；各类系统信息数据各项统计；应用程序运行时各类异常错误；对影响系统运行的硬件故障进行诊断，并提出排查建议；对 oracle、apache tomcat 软件进行维护。 4. 日常维护服务 针对用户使用过程中遇到的问题进行响应，帮助系统分析断问题，解决问题，形成工作记录； 针对对各区县出现的系统故障、异常等情况，进行分析排除，保障系统及时恢复使用；通过专人定期巡视，对各区县各个系统进行检查，分析系统运行情况，及时发现并解决潜在的问题，纠正系统的稳定运行； 收集整理各区县用户关于功能改进、性能优化等问题，形需求分析报告，上报市局；结合市局的工作要求，配合各区县的系统的管理统计和上报工作，把关质量提高各区县的考核成绩； 通过电话、网络的方式，每月对系统进行一次巡检，通过分析用户的运行记录和日志，分析数据库性能视图，对应用软件状况进行检查，及时发现并解决潜在的问题；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

对系统运行出现的常规异常（灾难除外）及时进行响应，通过故障分析，在一定的条件下通过技术手段排除故障，保障系统正常运行。	5. 系统优化服务	根据本地实际情况，制定一定的优化规律和周期对数据进行必要的优化： 中间件优化，根据中间件的日志进行诊断，定期对中间件软件的 JVM 的最大堆、最小堆，JDBC 连接池等参数进行优化调整，保证系统在最优的平台下运行； 数据库优化，通过前期调整一定参数，观察数据库的相应速度，通过快照的查看，找出数据库瓶颈。通过调整相关参数，实现数据库最大效率； 操作系统优化，对操作系统级优化，存储空间设置、CPU、内存资源分配等。	6. 系统升级服务	保障系统升级版本发布后，在规定的升级时间范围内全部更新系统，用户使用新版本软件系统；	确保升级前的测试及调试等工作；随着影响系统的第三方产品补丁的发布，公司专门有跟踪这些技术的人员保障系统的升级和更新。	7. 系统培训服务 由于版本的升级、功能修改及使用人员更
--	------------------	---	------------------	---	---	--

新变化，应用户要求定期举行培训，系统培训分为系统管理与系统应用。
系统管理培训面向系统管理人员，培训目标有：
熟悉操作系统、数据库管理等的软件的基本使用方法；
熟悉业务系统软件结构、各模块的功能、程序流程、数据流程；
熟悉掌握勘测测通的内容与使用方法；
熟悉掌握平板电脑的内容与使用方法；
熟悉利用系统提供的应用工具，对系统的运行进行监控；
了解操作系统以及各类应用程序的初始安装方法、优化方法；
熟练掌握各类工具软件进行故障的判断和故障排除；
了解系统软件、应用软件相关数据的恢复方法。
系统应用培训面向系统操作人员，培训目标有：
了解业务系统各类模块功能、业务流程，熟练掌握操作方法；
了解人员综合信息的标准化规范采集要求、质量合格评判标准，熟练掌握操作方法；
了解信息比对结果的综合应用，熟练掌握操作方法。

14	物证智能终端软件维护	1年	广西冠之杰信息科技有限公司	广西	8. 系统巡检服务 巡检服务是维护服务的重要环节，为客户提供定期的、全面的巡检服务，以确保客户应用系统与数据库的安全性及稳定性，降低各种潜在风险。 9. 接口与数据维护服务 ▲1) 为了实现接口畅通，保障现勘系统、综合系统实现了数据共享、信息反馈等功能正常，需提供接入全国公安机关现场勘验系统与综合实验室系统接口授权文件、承诺函并加盖供应商公章； 2) 保障通过现勘系统获取现场信息、物证提取信息、入库请求信息，同时向现勘系统和综合实验室系统反馈物证流转及物证状态信息； 3) 保障系统数据的有效传输，使管理部门及时有效的了解到各地数据情况。 1、日常维护： (1) 对系统进行日志备份； (2) 对异常进程进行终止等操作； (3) 对系统进行重启操作； (4) 对系统垃圾数据进行清除； (5) 对业务应用程序定期备份与恢复； 2、故障排除： (1) 响应 400 服务台的派单； (2) 对服务请求分析、系统告警信息分析、	150000	150000
----	------------	----	---------------	----	--	--------	--------

						巡视发现的系统故障分析： (3) 对用户进行咨询解答、业务指导、操作指导； (4) 配合采购人开展故障定位、原因分析、制定故障解决方案； (5) 用户服务请求、告警、故障处理，沟通协调和协助指挥； (6) 按服务响应要求保证系统恢复；			
15	手机取证平台系统维护	3 年	／	／	广西冠之杰信息科技有限公司	广西	1、提供日常维护、系统巡检、缺陷管理、故障处置、应急保障等常规的运维服务； 2、提供数据维护服务：定期巡视数据的抽取和清洗结果、手机数据采集； 3、提供培训服务：一对一的现场技术指导及系统功能的培训指导； 4、提供考核工作技术支持。	50000	150000

合计金额大写：人民币捌拾叁万玖仟元整 (¥ 839000.00)

法定代表人(签字): _____

供应商(电子签章): _____

日期: 2024 年 10 月 12 日